

<b>Parametry Cantor Occlusive</b>	
Materiał:	Filcon I 1 Contaflex
Uwodnienie:	38%
Promień krzywizny BC (w mm):	od 8.00 do 9.40 ( zmiana co 0.10 mm)
Średnica (w mm):	13.00, 13.50, 14.00, 14.50, 15.00
Średnica źrenicy Cantor Occlusive (obturacyjna) (w mm):	od 3.50 do 9.00 ( zmiana co 0.50 mm) i od 9.00 do 12.00 ( zmiana co 1.00 mm)
Wskazówki dotyczące stosowania:	do stosowania całodziennego
Wymiana w cyklu:	konwencjonalna
Producent:	Cantor & Nissel
Zalecany system pielęgnacyjny:	MeniCare Soft, Piiloset Bio Soak, Prima